

Automatizované externí defibrilátory Philips (AED)

Defibrilační nalepovací elektrody

Produkt	Název výrobku	Balení
989803139261	Nalepovací defibrilační elektrody SMART II pro AED defibrilátor HeartStart FRx	1 pár
989803158211	Nalepovací defibrilační elektrody pro AED FR/FR2, pacienti nad 25 kg (DP2)	2 páry
989803158221	Nalepovací defibrilační elektrody pro AED FR/FR2, pacienti nad 25 kg (DP6)	6 párů


Baterie

M5070A	Baterie pro defibrilátor FRx, LiMnO2	1 ks
M3848A	Baterie pro defibrilátor FR2+, LiOn, nabíjecí	1 ks



Tréninkové příslušenství

989803139271	Výukové nalepovací defibrilační elektrody k defibrilátoru FRx (v krabičce)	1 pár
989803139291	Náhradní výukové nalepovací defibrilační elektrody k defibrilátoru FRx (bez krabičky)	1 pár
M5089A	External Manikin Adapter, nalepovací pásky / adaptér pro figuríny na trénink defibrilace (pro vnější část)	5 ks
M5088A	Internal Manikin Adapter, nalepovací podložky / adaptér pro figuríny na trénink defibrilace (pro vnitřní část)	1 pár
M5090A	Výuková defibrilační podložka dospělého, rozměry 40,6 x 59,6 cm	1 ks
989803139281	Výuková defibrilační podložka dítěte, oboustranná pro předozadní umístění elektrod, rozměry 30,4 x 37,4 cm	1 ks



Ochranné a úložné příslušenství

Produkt	Název výrobku	Balení
989803139251	Multifunkční červené pouzdro/brašna na defibrilátor FRx	1 ks
989803110251	Vodotěsný odolný pevný kufr pro AED (YC)	1 ks
989803136531	Kovová skříňka s alarmem pro AED, rozměry 42 cm x 38 cm x 15 cm (V989803136531)	1 ks
989803170891	Plastový nástěnný držák pro AED Philips FRx	1 ks
M3857A	Nástěnný kovový držák pro AED	1 ks



Automatizované externí defibrilátory Philips (AED)

Ostatní

989803139311	Klíč pro defibrilaci dětí a kojenců pro AED Philips HeartStart FRx, do 8 let nebo 25 kg, snížení energie na 50 J	1 ks
68-pchat	Fast Response Kit, balíček první pomoci (2 páry rukavic, dýchací maska, nůžky, žiletka, savý papírový ručník)	1 set
M3859A	Plomba pro zajištění AED před neoprávněnou manipulací (zkontrolovat přístroj při přerušení plomby)	10 ks
989803170931	AED nálepka na zeď zelená	1 ks
989803170921	AED nálepka na zeď červená	1 ks



989803139311



68-PCHAT



M3859A



989803170931



989803170921